

BeMicron[®] Health-Care

Kledingstuk dat ervoor zorgt dat apothekers, technici en chirurgen zich zelfstandig kunnen aankleden.

Dankzij het **BeMicron Health-Care**-kledingstuk kan men zich op een steriele manier aankleden zonder de hulp van een verpleger en zonder het risico op besmetting te lopen

Doordat ze samengesteld is uit een stof die zorgvuldig geselecteerd werd omwille van de kwaliteit, de prestatie en de duurzaamheid ervan, biedt ze een uitstekende mechanische weerstand en beschermt de operator tegen de verschillende risico's die verband houden met zijn activiteit. Ze beschikt over een filterende technische wand die zowel vooraan als achteraan perfect glad is en vormt een ware barrière tegen menselijke besmetting.

Met het plooisysteem en de gepatenteerde aankleedprocedure van BeMicron[®] volgen de handelingen van de operator elkaar automatisch op zonder de buitenkant van de outfit aan te raken en zonder procedurefout.

PIC/S



Snel en intuïtief

Aangetrokken in 30 seconden zonder de binnenzijde van de outfit



Volledige veiligheid

Elimineer alle besmettingsrisico's tijdens de aankleedprocedure



Goedkoop

Verlaag uw kosten door uw productiviteit en kwaliteit te verhogen



Health-Care Classic

Health-Care Casaque avec cagoule

De gepatenteerde aankleedprocedure



1

Uit de verpakking halen



2

Wit = links
Rood = rechts




3

Aankleedgemak

EXTRA ACCESSOIRES



Beschermbril



Laarzen



Zak



Nomex-mouwen

Het pak in detail



1 Een kap die **zich perfect aanpast**. Opening achteraan tot aan de bovenzijde van de kap

De kap past zich perfect aan door een reeks horizontale drukknoopjes. Het kledingstuk wordt geleverd met de achteropening volledig gesloten van de onderrug tot de hoogte van de kap.



2 De operatieschort bestaat **met of zonder kap**

Zonder kap in de klassieke versie en met kap voor een toegenomen bescherming door het concept van het autonoom steriel aankleden.



3 Sluiting met drukknoopjes op de rug, **makkelijk uitkleden zonder risico op contaminatie**

Het kledingstuk kan makkelijker uitgetrokken worden door de achteropening zonder sluitband, het volstaat de drukknoopjes los te maken en het kledingstuk uit te trekken.



4 Het pak kan aangevuld worden met **BeMicron Cyto-laarzen**

Voor een verhoogde bescherming kan het kledingstuk gedragen worden met een paar laarzen. Dit systeem is een origineel vervangingsmiddel voor en aanvulling op de conventionele clean room-kleding, 'het systeem met pak'. Deze kledingmethode past zo perfect bij de activiteiten in het ziekenhuismilieu.